



Varenummer 1010002359



Superabsorberende bandage, ABENA, 20x20cm, hvid, m/blå bagside, latexfri, steril, engangs

- ✓ SAP
- ✓ Vandafvisende bagside
- ✓ Steril
- ✓ Ikke klæbende



Produktbeskrivelse

Absorberende bandage med superabsorberende polymer (SAP) til væskehåndtering af moderat til kraftig væskende sår. Bandagen har et blåt semipermeable væskeafvisende ydrelag.

Der må ikke klippes i bandagen. Skal fikseres med sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	M/blå bagside, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, cellulose, SAP, PP
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Læs brugervejledning inden brug.
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Læs brugervejledning inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	90 stk	53.4 cm	27.5 cm	29.2 cm	6942327021518
pk	10 stk	24.7 cm	5.5 cm	26.2 cm	6942327052925
stk	1 stk				6942327004313



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

