



Varenummer 1010002362



Bandage, superabsorberende, ABENA, 20x20cm, hvid, latexfri, steril

- ✓ SAP
- ✓ Kan absorbere fra begge sider
- ✓ Nem applikering
- ✓ Uden klæber
- ✓ Steril



Produktbeskrivelse

Absorberende bandage med superabsorberende polymer (SAP) til væskehåndtering af moderat til kraftig væskende sår. Bandagen kan absorbere fra begge sider.

Der må ikke klippes i bandagen. Skal fikseres med sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven, cellulose, SAP
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Læs brugervejledning inden brug.
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	19 pk	53.3 cm	27.5 cm	29.2 cm	6942327052659
pk	10 stk	4.6 cm	24.8 cm	26.2 cm	6942327036840



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

