



Varenummer 1010002418

**2-vejs foley kateter, Care Flow, nelaton,
CH 18, 40cm, 30 ml, standard ballon**

Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% soft silikone kateter. Standard ballon som er godkendt til glycerin. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Care Flow
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	30 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifg. udløbsdato

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	8 cm	55 cm	4.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

