



Varenummer 1010002421

## Irrigationssæt, Qufora IrriSedo, MiniGo, med pumpe, 15 konus

- ✓ Diskret design
- ✓ blød pumpe, som tilpasser håndens form



### Produktbeskrivelse

Sættet bliver leveret i en nyudviklet praktisk æske, der kan anvendes til opbevaring af systemet. Konus er enkelt pakket i en neutral grå pose, der kan anvendes til bortskaffelse efter brug. Pumpen rummer 180ml.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Irrigationssæt
Varemærke	Qufora
Vareserie	IrriSedo
Features	MiniGo, med pumpe, 15 konus
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	61.6 cm	21.4 cm	34.2 cm	5710187015050
stk	1 stk				5710187015043



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

