



Varenummer 1010002567



Nonwoven kompres, ABENA, 4-lags, 5x5cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Blød nonwoven kompres
- ✓ Til brug, hvor usterile produkter er påkrævet
- ✓ Kan anvendes til aftørring af hud
- ✓ Absorption af blod/andre væsker ved sårsoignering



Produktbeskrivelse

ABENA Nonwoven swabs er et blød kompres med mange anvendelsesmuligheder inden for bl.a. sundhedsplejen, hvor usterile produkter er påkrævet. Kan anvendes til aftørring af hud, absorption af blod og andre væsker i forbindelse med sårsoignering mv.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Materiale	Nonwoven
Ingredienser/sammensætning	Viskose, polyester
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 pk	26.9 cm	20.2 cm	27.4 cm	6972403427910
pk	100 stk	10.2 cm	5.4 cm	5.2 cm	6972403427903



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet indeholder ikke latex.

