



Varenummer 1010002577



Sengebadsserviet, ABENA, 20x22cm, Renrumsproduceret, 4stk, uden farve og parfume, vask uden vand, engangs

- ✓ Renrumsproduceret
- ✓ Kan opvarmes for ekstra komfort
- ✓ Ideel løsning til at vaske uden vand og sæbe
- ✓ Hygiejnisk lille pakke til en fuld kropsvask
- ✓ Praktisk på farten



Produktbeskrivelse

ABENAs Sengebadservietter er forfugtede servietter designet til en behagelig og effektiv kropsvask. Vores servietter bruges typisk, når et traditionelt bad ikke er en mulighed eller til personer med forflytningsbesvær. Ældre hud kræver ofte en mere skånsom pleje. ABENAs Sengebadservietter har en skånsom formular og med fugtgivende ingredienser, som renser huden skånsomt uden at forårsage irritation eller tørhed. ABENAs Sengebadservietter kommer i små pakker og er klar til brug. Det resulterer i en meget praktisk løsning for plejepersonale eller familiemedlemmer, som hjælper immobile mennesker med personlig hygiejne. Serviettpakken kommer i lommestørrelse, som gør den nem og diskret at have med i en lomme eller taske. På trods af den lille størrelse er badeservietterne i én pakke ofte designet til rengøring af hele kroppen. Dette gør dem meget hygiejniske, da én pakke kan række til en hel kropsvask, hvilket minimerer risikoen for krydskontaminering, i for eksempel hospitaler og plejehjem. For en øget komfort kan den uåbnede pakke også opvarmes i mikroovnen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sengebadsserviet
Varemærke	ABENA
Features	Renrumsproduceret, 4stk, uden farve og parfume, vask uden vand
Engangs/flergangs	Engangs
pH-værdi (konc.)	4,5-6
Materiale	Polyester, viskose
Ingrediensliste	Aqua, Propylene Glycol, Sodium Citrate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Længde/dybde	20 cm
Bredde	22 cm
Tykkelse	80 g/m ²
Certifikater	Svanemærket. Asthma Allergy Nordic.
Svanemærket licensnr.	5090 0049
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1223/2009
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i toiletet.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	48 timer
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Anvendes til helkropsvask og ansigtsvask. Pakken med servietterne kan opvarmes i mikroovnen. Følg brugsanvisning på den enkelte forpacknings bagside. Den anbefalede brugstemperatur for servietterne er maks. 40° C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	36 pk	27.1 cm	24.9 cm	16 cm	5703538496073
pk	4 stk				5703538494598



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Asthma Allergy Nordic er et bevis på, at produktet er anbefalet af eksperter fra Asthma-Allergy Nordic. Produkter med dette mærke indeholder ikke parfume, og de udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er testet for ingredienser der potentielt kan give hud irritation på folk med sensitiv hud. Tests er foretaget af dermatologer på et tredje-parts laboratorium.

