



Produktdatablad

Ringcurette, steril, 2 mm

Varenummer: 1010002578



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 3 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Curette. Varemærke: Razormed. Materiale: rustfrit stål. Features: steril. Steriliseringsmetode: R. Diameter: 2 mm. Certifikater: MD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: En skarp curette der sikrer rene og præcise skæreflader, og som er fremstillet i rustfrit stål. Forskellige størrelser på hver curette sikrer let identifikation. Anvendes fx til revidering af sår eller til udtagning af biopsier.