

Varenummer 1010002580

Curette, Razormed, Ø5mm, grøn, rustfrit stål, steril



Produktbeskrivelse

En skarp curette der sikrer rene og præcise skæreflader, og som er fremstillet i rustfrit stål. Forskellige størrelser på hver curette sikrer let identifikation. Anvendes fx til revidering af sår eller til udtagning af biopsier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Curette
Varemærke	Razormed
Farve	Grøn
Features	Steril
Materiale	Rustfrit stål
Diameter	5 mm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	30.9 cm	22.9 cm	12.6 cm	28903376038898
pk	10 stk	22.3 cm	5.8 cm	5.4 cm	18903376038891



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.