



Varenummer 1010002596

**Staserem, GIMA, 45x2,5cm, blå,
perforeret, rulle á 25 stk.**



Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier. Udviklet til engangsbrug. Latexfri. Tages ud af pakken og rives af i perforeringen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Varemærke	GIMA
Farve	Blå
Features	Perforeret, rulle á 25 stk.
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	45 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 pk	47.5 cm	25.5 cm	27.6 cm	
pk	25 stk	12 cm	11.6 cm	5.2 cm	8023279375152



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.