



Produktdatablad

Staserem, strech

Varenummer: 1010002596



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Pakke, 8 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Staserem. Varemærke: GIMA. Materiale: TPE. Features: perforeret, rulle á 25 stk. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 45 cm. Bredde: 2,5 cm. Certifikater: MD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Anvendes til opstasning af vener og arterier. Udviklet til engangsbrug. Latexfri. Tages ud af pakken og rives af i perforeringen.