

Varenummer 1010002602

Optrækskanyle, Medoject Blunt fill, pink,
med filter, stump, 18G x 1 ½, 1,2 x 40
mm, steril



Produktbeskrivelse

Optrækskanyle er med stump spids og filter.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Optrækskanyle
Varemærke	Medoject
Vareserie	Blunt fill
Sekundær farve	Pink
Features	Med filter, stump, 18G x 1 ½, 1,2 x 40 mm, steril
Materiale	PA, PP, rustfrit stål
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4000 stk	45.3 cm	39.6 cm	24.8 cm	48586015042148
pk	100 stk	11.6 cm	90 cm	9.6 cm	8586015042140
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE