

Varenummer 1010002603

Sprøjte, Chirana, 50 ml, transparent, luer, centreret, 3 komponent, kat.ansats, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Chirana 3-delt engangssprøjte er gennemsigtig med en let aflæselig måleskala. Samtidig er sprøjten også ergonomisk udformet. Produktet er lavet af polypropylen, polyethylen og syntetisk gummi. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Chirana
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer, centreret, 3 komponent, kat.ansats, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, brutto	50 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	41.1 cm	31.3 cm	30.4 cm	8586015044151



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er steril

STERILE