



Varenummer 1010002607



## IV-fiksering, ABENA, 8,5x7cm, transparent, m/applikeringsramme, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blødt og behageligt nonwoven materiale
- ✓ Nem applikering
- ✓ Inkl. forstærkningsstrips
- ✓ Latexfri
- ✓ Enkeltpakkede
- ✓ Steril



### Produktbeskrivelse

Anvendes ved fiksering af IV-kanyler. Skiftedato kan noteres på medfølgende plaster.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Transparent
Features	M/applikeringsramme, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	8.5 cm
Bredde	7 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Restaffald
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	40.7 cm	33.1 cm	19.4 cm	56937935328604
pk	100 stk	16.5 cm	10.6 cm	9.8 cm	36937935328600



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt  
**STERILE**

 Produktet indeholder ikke latex.

