



Produktdatablad

IV-fikseringstape, steril, 7 x 8,5 cm

Varenummer: 1010002607



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 12 Pakke pr. Kolli, 36 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: IV-fiksering. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Sekundær farve: transparent. Features: m/applikeringsramme, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Længde/dybde: 8,5 cm. Bredde: 7 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes ved fiksering af IV-kanyler. Bortskaffelse af produkt: Sorteres som Restaffald. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.