



Varenummer 1010002725

Filmforbinding, Spycra Film, 8x6cm, med silikoneklæb, steril



Produktbeskrivelse

Tynd transparent film med silikoneklæb. Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering. Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er særdeles velegnet til skrøbelig hud. Filmen er meget blød og fleksibel og former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser.

Anvendes som primær eller sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Spycra
Vareserie	Film
Features	Med silikoneklæb, steril
Længde/dybde	8 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	24 cm	12 cm	10 cm	
pk	10 stk	22.9 cm	11.7 cm	2 cm	5430002895291
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE