



Varenummer 1010002726

## Filmforbinding, Spycra Film, 12x10cm, med silikoneklæb, steril

- ✓ Tynd, transparent film med blød silikoneklæber
- ✓ Skånsom, atraumatisk og smertefri fjernelse – velegnet til skrøbelig hud
- ✓ Meget blød og fleksibel – følger konturer og bevægelser
- ✓ Kan anvendes som primær eller sekundær bandage



### Produktbeskrivelse

Tynd transparent film med silikoneklæb. Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering. Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er særdeles velegnet til skrøbelig hud. Filmen er meget blød og fleksibel og former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser.

Anvendes som primær eller sekundær bandage.

**STERILE**

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Spycra
Vareserie	Film
Features	Med silikoneklæb, steril
Længde/dybde	12 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	17 cm	16 cm	10 cm	
pk	10 stk	15.3 cm	2 cm	2.6 cm	05430002895307



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er steril

**STERILE**