



Varenummer 108233

Isterningepose, Schur, klar, LDPE/virgin, 18x34cm, til 24 isterninger

✓ Let anvendelig



Produktbeskrivelse

Enkel og let måde at lave og opbevare isterninger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Isterningepose
Varemærke	Schur
Farve	Klar
Features	18x34cm, til 24 isterninger
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	18 cm
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	20.5 cm	13 cm	12 cm	5701036302254
rl	10 ark				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med lav densitet.