



Varenummer 108233

## Isterningepose, Schur, klar, LDPE/virgin, 18x34cm, til 24 isterninger

✓ Let anvendelig



### Produktbeskrivelse

Enkel og let måde at lave og opbevare isterninger.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Isterningepose
Varemærke	Schur
Farve	Klar
Features	18x34cm, til 24 isterninger
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	18 cm
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	20.5 cm	13 cm	12 cm	5701036302254
rl	10 ark				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med lav densitet.