

Varenummer 108243

Foringspose med fals, 40 l, klar, LDPE/
virgin, 620/200x630mm, 1/2GN



Produktbeskrivelse

Hygiejnisk og praktisk pose til foring af termokasser eeler andre kasser til fødevarer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Foringspose med fals
Farve	Klar
Features	620/200x630mm, 1/2GN
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	63 cm
Bredde	102 cm
Rumindhold, netto	40 l
Tykkelse	25 micron
Rullebredde	620/200x630mm
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	33.5 cm	33.2 cm	15.3 cm	5703538351723
stk	1 stk				5703538351730



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.