



Varenummer 1092

Lågpose, 6 l, hvid, LDPE/virgin, 30x35cm

✓ Passer til hospi stativ

Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til hospi stativ. Se tilhørende varenr.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lågpose
Farve	Hvid
Features	30x35cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	35 cm
Bredde	30 cm
Rumindhold, netto	6 l
Tykkelse	19 micron
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	30.5 cm	20.3 cm	8.9 cm	5703538003714
rl	100 stk				5703538003691



PE med lav densitet.