



Varenummer 1092

## Lågpose, 6 l, hvid, LDPE/virgin, 30x35cm

✓ Passer til hospi stativ

### Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til hospi stativ. Se tilhørende varenr.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lågpose
Farve	Hvid
Features	30x35cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	35 cm
Bredde	30 cm
Rumindhold, netto	6 l
Tykkelse	19 micron
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	30.5 cm	20.3 cm	8.9 cm	5703538003714
rl	100 stk				5703538003691



PE med lav densitet.