



Varenummer 110033

Håndklæderulle, Abena Hygenius, 2-lags, 155m x 20,8cm, hvid, 100% nyfiber

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Maksimal sugevne
- ✓ Hygiejniske alternativ til klude
- ✓ Smart og elegant forpakning



Produktbeskrivelse

Denne håndklæderulle er velegnet til overfladeaftørring. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugevne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndklæderulle
Varemærke	Abena
Vareserie	Hygenius
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	100% nyfiber
Længde/dybde	155 m
Bredde	20.8 cm
Tykkelse	2x22 g/m ²
Antal lag	2-lags
Certifikater	Til fødevarer

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 rl	0.58 m	0.39 m	0.215 m	8005892413664
rl	554 ark				8005892345040



Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarerkontakt. Symbolet er obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.