



Varenummer 113019



## Toiletpapir, Lucart T3 Natural, 2-lags, 27,5m x 9,6cm , Ø10,3cm, ubleget, genanvendt papir

- ✓ Blød
- ✓ Høj sugeevne
- ✓ Smart og elegant forpakning



### Produktbeskrivelse

Dette toiletpapir er fremstillet af genbrugspapir af højeste kvalitet, og har en høj sugeevne og blødhed. Produktet er velegnet til steder, hvor både omkostning og kvalitet er høje prioriteter.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletpapir
Varemærke	Lucart
Vareserie	T3 Natural
Sekundær farve	Ubleget
Perforering	Perforeret
Materiale	Papir
Ingredienser/sammensætning	Genanvendt papir
Længde/dybde	27.5 m
Bredde	9.6 cm
Diameter	10.3 cm
Tykkelse	2x16 g/m2
Antal lag	2-lags
Certifikater	EU-Blomsten. Cradle to Cradle.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	64 rl	77 cm	38 cm	18.5 cm	3661679010850
pk	8 rl				5703538018992
rl	250 ark				5703538018985



Cradle to Cradle er en international produktcertificering. For at opnå en certificering skal produktet vurderes i forhold til materialets miljöpåvirkning, genanvendelighed og energikilde, og råvarerne skal komme fra bæredygtige løsninger.



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.