



Produktdatablad

Håndklædeark, TAD, 2-lags, nonstop, 32x20,5cm, 8 cm, hvid, 100% nyfiber

Varenummer : 114020
Varegruppe : Excellent
Forpakninger : 100 ark = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli
32 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndklædeark
Varemærke: TAD
Farve: hvid
Ingredienser/sammensætning: 100% nyfiber
Antal lag: 2-lags
Foldningsmetode: nonstop
Længde/dybde: 32 cm
Bredde: 20,5 cm
Tykkelse: 2x18 g/m²
Foldningsdybde: 8 cm

Produktbeskrivelse: Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugsevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Tilhørende varer: 1000001526, 116532, 116542, 100000186501, 116514, 2587, 116533