



Varenummer 1145

Lågpose, 14 l, hvid, LDPE/virgin, 40x50cm

✓ Passer til 40 og 60 l Sækko-Boy stativ

Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til Sækko-Boy stativer i 40 og 60 liter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lågpose
Farve	Hvid
Features	40x50cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	50 cm
Bredde	40 cm
Rumindhold, netto	14 l
Tykkelse	19 micron
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 rl	36.7 cm	21.6 cm	15.6 cm	5703538005831
rl	100 stk				5703538005817



PE med lav densitet.