



Varenummer 1145

## Lågpose, 1-lags, 14 l, hvid, LDPE/virgin, 40x50cm

✓ Passer til 40 og 60 l Sækko-Boy stativ

### Produktbeskrivelse

Anvendes som låg til Sækko-Boy stativer i 40 og 60 liter.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lågpose
Farve	Hvid
Features	40x50cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	50 cm
Bredde	40 cm
Rumindhold, netto	14 l
Tykkelse	19 micron
Antal lag	1-lags
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	36.7 cm	21.6 cm	15.6 cm	5703538005831
rl	100 stk				5703538005817



PE med lav densitet.