

ABENA®

Produktdatablad

Dispenser, Lucart Hygenius, hvid, plast, til håndklæderuller

Varenummer : 116520
Version : 01
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
30 stk = 1 palle
30 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Lucart

Vareserie: Hygenius

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til håndklæderuller

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet,

Produktbeskrivelse: således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Tilhørende varer: 119967, 110033, 110034, 110036, 110035, 280125