



Produktdatablad

Dispenser, White Classic, 20x30x34cm, Ø35cm, hvid, plast, til håndklæderuller

Varenummer : 116531
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
36 stk = 1 palle
36 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: White Classic
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til håndklæderuller
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Længde/dybde: 20 cm
Bredde: 30 cm
Højde: 34 cm
Diameter: 35 cm

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Tilhørende varer: 110040, 119965, 11003902, 613501