



## Produktdatablad

### Dispenser, White Classic, Mini, 13x30,5x26cm, hvid, plast, til alle typer håndklædeark

**Varenummer :** 116532  
**Version :** 01  
**Varegruppe :** Abena  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
80 stk = 1 palle  
80 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Dispenser  
**Varemærke:** White Classic  
**Farve:** hvid  
**Materiale:** plast  
**Features:** til alle typer håndklædeark  
**Inkluderet tilbehør:** Skruer, rawplugs og nøgler.  
**Størrelse:** Mini  
**Længde/dybde:** 13 cm  
**Bredde:** 30,5 cm  
**Højde:** 26 cm

**Produktbeskrivelse:** Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Åbningen er udformet således, at der kun udtages et håndklædeark af gangen. Samtidig er der taget hensyn til at arkene ikke falder ud ved åbning af låget. Dispenseren er designet således at man let kan følge forbruget uden at åbne den.

**Tilhørende varer:** 613601, 11401401, 119965, 114019, 114020, 11400301, 114004