



Varenummer 116533

Dispenser, White Classic, Midi, 12,5x31x39cm, hvid, plast, til alle typer håndklædeark

- ✓ Ét-ark-ad-gangen funktion, hvilket øger hygiejnen og mindsker forbruget
- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

Produktbeskrivelse

Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Åbningen er udformet således, at der kun udtages et håndklædeark af gangen. Samtidig er der taget hensyn til at arkene ikke falder ud ved åbning af låget. Dispenseren er designet således at man let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	White Classic
Størrelse	Midi
Farve	Hvid
Features	Til alle typer håndklædeark
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	31 cm
Højde	39 cm
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	31 cm	14 cm	39.5 cm	5703538397486
stk	1 stk				