



Produktdatablad

Dispenser, White Classic, Midi, 12,5x31x39cm, hvid, plast, til nonstop håndklædeark

Varenummer : 116533
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
40 stk = 1 palle
40 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: White Classic
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til nonstop håndklædeark
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Størrelse: Midi
Længde/dybde: 12,5 cm
Bredde: 31 cm
Højde: 39 cm
Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Åbningen er udformet således, at der kun udtages et håndklædeark af gangen. Samtidig er der taget hensyn til at arkene ikke falder ud ved åbning af låget. Dispenseren er designet således at man let kan følge forbruget uden at åbne den.
Vejledning i brug/anvendelse:

Tilhørende varer: 612110, 610301, 613601, 11401401, 11411602, 11411503, 119965, 114020, 114123, 114019, 11400301, 114004