

ABENA®

Produktdatablad

Dispenser, White Classic, Mini, 16,5x18,5x33cm, hvid, plast, til mini håndklæderuller med centertræk

Varenummer : 116534
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
84 stk = 1 palle
84 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: White Classic
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til mini håndklæderuller med centertræk
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Størrelse: Mini
Længde/dybde: 16,5 cm
Bredde: 18,5 cm
Højde: 33 cm

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Tilhørende varer: 615102, 614704, 614801, 615003, 614303, 119965