

ABENA®

Produktdatablad

Dispenser, White Classic, Midi, 21x21x26cm, hvid, plast, til midi håndklæderuller med centertræk

Varenummer : 116535
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
30 stk = 1 palle
1 pakke = 1 kolli
30 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: White Classic
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til midi håndklæderuller med centertræk
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Størrelse: Midi
Længde/dybde: 21 cm
Bredde: 21 cm
Højde: 26 cm

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Tilhørende varer: 616402, 615901, 616401N, 6162, 616703, 616105, 119965, 615504