



Produktdatablad

Dispenser, White Classic, Midi, 21x21x26cm, hvid, plast, til håndklæderulle centertræk

Varenummer : 116535
Varegruppe : Abena
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
30 stk = 1 palle
1 pakke = 1 kolli
30 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: White Classic

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til håndklæderulle centertræk

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Størrelse: Midi

Længde/dybde: 21 cm

Bredde: 21 cm

Højde: 26 cm

Produktbeskrivelse: Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Tilhørende varer: 616402, 615901, 6162, 616704, 616105, 119965, 615505