



Varenummer 116538

Dispenser, White Classic, 16,5x16x27cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir, system

- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

Produktbeskrivelse

Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	White Classic
Farve	Hvid
Features	Til 2 ruller toiletpapir, system
Materiale	Plast
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	16 cm
Højde	27 cm
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	17 cm	17.3 cm	28 cm	5710878230205
stk	1 stk				