



Varenummer 116538

Dispenser, White Classic, 16,5x16x27cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir, system

- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

Produktbeskrivelse

Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Made in Denmark.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | White Classic |
| Farve | Hvid |
| Features | Til 2 ruller toiletpapir, system |
| Materiale | Plast |
| Længde/dybde | 16.5 cm |
| Bredde | 16 cm |
| Højde | 27 cm |
| Inkluderet tilbehør | Skruer, rawplugs og nøgler. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|-------|---------------|
| kll | 1 stk | 17 cm | 17.3 cm | 28 cm | 5710878230205 |
| stk | 1 stk | | | | |