



Produktdatablad

Dispenser, Abena, 2000 ml, hvid, ABS/GFPP/nylon, manuel

Varenummer : 116539
Varegruppe :
Forpakninger : 8 stk = 1 kolli
20 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Dispenser
Varemærke:	Abena
Holdbarhed, åbnet:	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Farve:	hvid
Materiale:	ABS, GFPP, nylon
Features:	manuel
Volumen, netto:	2000 ml
Produktbeskrivelse:	Classic White manuel dispenser til 2000 ml refiller. Praktisk dispenser som er nem at rengøre og passer til alle 2000 ml refiller i Washroom serien, lige fra skumsæbe, cremesæbe, hår & bodyshampoo til håndrens. BioCote, som er en antibakteriel beskyttelse.
Vejledning i brug/ anvendelse:	Monteres med klæbepude eller skruer.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Afleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 15038601, 627501, 647202, 653202