



Varenummer 116759

Pumpe, Modular, klar, metal/plast, til 800/900 ml dispenser, silikone pakninger

- ✓ Skumpumpe til skumsæbe
- ✓ Skumpumpe til skumdesinfektion
- ✓ reservedel

Produktbeskrivelse

Pumpe til Modular dispenser

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Varemærke	Modular
Farve	Klar
Features	Til 800/900 ml dispenser, silikone pakninger
Materiale	Metal, plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Foampumpe til Modular skumsæbe dispenser.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk				
stk	1 stk				