



Varenummer 116759

Pumpe, Modular, klar, metal/plast, til 800/900 ml dispenser, silikone pakninger

- ✓ Skumpumpe til skumsæbe
- ✓ Skumpumpe til skumdesinfektion
- ✓ reservedel

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Varemærke	Modular
Farve	Klar
Features	Til 800/900 ml dispenser, silikone pakninger
Materiale	Metal, plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Foampumpe til Modular skumsæbe dispenser.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	9 cm	5 cm	