



Varenummer 117300

KATRIN®

Dispenser, Katrin, 1000 ml, hvid, plast, til sæbe, 1000 ml

- ✓ Heldækkende trykflade
- ✓ Nem at anvende for alle

Produktbeskrivelse

Dispenseren er udformet med henblik på alle brugere og med fokus på god funktion. Dispenseren er ergonomisk udformet, og den heldækkende trykflade gør dispenseren nem at anvende for alle. Det er desuden nemt at vedligeholde dispenserne takket være innovative funktioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Katrin
Farve	Hvid
Features	Til sæbe, 1000 ml
Materiale	Plast
Længde/dybde	13 cm
Bredde	10 cm
Højde	29.1 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	29.8 cm	13.8 cm	11 cm	6414300090229
stk	1 stk				