



Varenummer 117302

KATRIN®

Dispenser, Katrin, 500 ml, hvid, plast, til sæbe, 500 ml

- ✓ Heldækkende trykflade
- ✓ Nem at anvende for alle

Produktbeskrivelse

Dispenseren er udformet med henblik på alle brugere og med fokus på god funktion. Dispenseren er ergonomisk udformet, og den heldækkende trykflade gør dispenseren nem at anvende for alle. Det er desuden nemt at vedligeholde dispenserne takket være innovative funktioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Katrin
Farve	Hvid
Features	Til sæbe, 500 ml
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	10 cm
Højde	20.4 cm
Rumindhold, netto	500 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	21.5 cm	13 cm	10.5 cm	6414300090205
stk	1 stk				