



Varenummer 117520



Dispenser, Tork S1, 1000 ml, hvid, plast, til refill

- ✓ Easy-to-Use godkendelse, letanvendeligt design til brug for især børn og ældre personer
- ✓ Certificeret nem rengøring og intuitiv genopfyldning sparer tid

Produktbeskrivelse

Tork sæbedispenser i Elevation Design er velegnede til toiletter med høj brugerfrekvens, hvor der lægges vægt på effektivitet. Den kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Denne dispenser hører til Torks produktserie af dispensere, der er certificeret Co2 neutrale.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S1
Farve	Hvid
Features	Til refill
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.4 cm
Bredde	11.2 cm
Højde	29.6 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	26.5 cm	25.5 cm	62 cm	7322540355048
stk	1 stk				7322540355031

