



Varenummer 117521



## Dispenser, Tork S1, 11,4x11,2x29,6cm, 1000 ml, sort, plast, til refill

- ✓ Easy-to-Use godkendelse, letanvendeligt design til brug for især børn og ældre personer
- ✓ Certificeret nem rengøring og intuitiv genopfyldning sparer tid

### Produktbeskrivelse

Tork sæbedispenser i Elevation Design er velegnede til toiletter med høj brugerfrekvens, hvor der lægges vægt på effektivitet. Den kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	S1
Farve	Sort
Features	Til refill
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.4 cm
Bredde	11.2 cm
Højde	29.6 cm
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	12 cm	11.5 cm	30 cm	7322540355055