



Produktdatablad

Dispenser, Tork S2, 11,4x11,2x20,6cm, 475 ml, hvid, plast, til refill

Varenummer : 117522
Varegruppe : Tork
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
162 stk = 1 palle
162 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: Tork
Vareserie: S2
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til refill
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Længde/dybde: 11,4 cm
Bredde: 11,2 cm
Højde: 20,6 cm
Rumindhold, netto: 475 ml

Produktbeskrivelse: Denne Tork sæbedispenser i Elevation Design er velegnet til toiletter i alle størrelser og kan anvendes med mange Tork hudplejeprodukter i forseglede flasker. Let at anvende og giver fremragende håndhygiejne. Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

Tilhørende varer: 117554, 110013, 119979, 1000007848, 1000001908, 212069, 117612, 212070