



## Produktdatablad

### Dispenser, Tork H1, 20,3x33,7x37,2cm, hvid, plast, til håndklæderuller

**Varenummer :** 117524  
**Varegruppe :** Tork  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
48 stk = 1 palle  
48 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Dispenser

**Varemærke:** Tork

**Vareserie:** H1

**Farve:** hvid

**Materiale:** plast

**Features:** til håndklæderuller

**Inkluderet tilbehør:** Skruer, rawplugs og nøgler.

**Længde/dybde:** 20,3 cm

**Bredde:** 33,7 cm

**Højde:** 37,2 cm

**Produktbeskrivelse:** Denne Tork dispenser med nem vedligeholdelse holder travle toiletter kørende og reducerer forbruget med et-ark-ad-gangen funktion. Dispenseren har et funktionelt, moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

**Tilhørende varer:** 117565, 11757201, 239044, 117605, 119979, 1010001085