



Produktdatablad

Dispenser, Tork H1, 20,3x33,7x37,2cm, hvid, plast, til håndklæderuller

Varenummer: 117524



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 48 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Tork

Vareserie: H1

Produktbeskrivelse: Denne Tork dispenser med nem vedligeholdelse holder travle toiletter kørende og reducerer forbruget med et-ark-ad-gangen funktion. Dispenseren har et funktionelt, moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse.

Brugsanvisning:

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til håndklæderuller

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Længde/dybde: 20,3cm

Bredde: 33,7cm

Højde: 37,2cm Tilhørende varer: 117565, 117572, 11757201, 119979, 239044, 117605, 1010001085