



Produktdatablad

Dispenser, Tork T4, 15,3x28,6x15,5cm, sort, plast, til 2 ruller toiletpapir

Varenummer : 117529
Varegruppe : Tork
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
20 stk = 1 palle
20 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Tork

Vareserie: T4

Farve: sort

Materiale: plast

Features: til 2 ruller toiletpapir

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Længde/dybde: 15,3 cm

Bredde: 28,6 cm

Højde: 15,5 cm

Tork dispenser i Elevation Design med plads til to standard toiletruller er velegnet til toiletter med lav brugerfrekvens.

Produktbeskrivelse: Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Dispenseren er lukket, hvilket øger hygiejnen.

Tilhørende varer: 239073, 239072, 23907602, 23908701, 602403, 23907101, 100000554102