



Produktdatablad

Dispenser, Tork T3, 12,8x15,9x27,1cm, hvid, plast, til toiletteppe i ark

Varenummer : 117539
Version : 01
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
108 stk = 1 palle
108 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser
Varemærke: Tork
Vareserie: T3
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: til toiletteppe i ark
Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.
Længde/dybde: 12,8 cm
Bredde: 15,9 cm
Højde: 27,1 cm

Produktbeskrivelse: Denne Tork dispenser til toiletteppe i ark i Elevation Design er velegnet til toiletter med lav til middel brugerfrekvens. Ét-ark-ad-gangen dispenserfunktion, hvor man kun rører ved det ark, man bruger, giver bedre hygiejne. Dispenseren har et funktionelt, moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Nem genopfyldning af bundter giver minimalt affald.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Tilhørende varer: 862005, 117555, 119979