



Produktdatablad

Dispenser, Tork T4, 15,3x28,6x15,8cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir

Varenummer : 117540
Version : 01
Varegruppe : Tork
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
90 stk = 1 palle
90 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Tork

Vareserie: T4

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: til 2 ruller toiletpapir

Inkluderet tilbehør: Skruer, rawplugs og nøgler.

Længde/dybde: 15,3 cm

Bredde: 28,6 cm

Højde: 15,8 cm

Tork dispenser i Elevation Design med plads til to standard toiletruller er velegnet til toiletter med lav brugerfrekvens.

Produktbeskrivelse: Dispenseren har et funktionelt og moderne design, som giver en ubesværet brugeroplevelse. Dispenseren er lukket, hvilket øger hygiejnen.

Tilhørende varer: 23908701, 119979