



Varenummer 117554



Toiletsæderens, Tork S2 Premium, 475 ml, refill

- ✓ Hygiejnisk: Forseglet refill med engangspumpe minimerer risikoen for krydskontaminering ved genopfyldning
- ✓ Flasken bliver flad, efterhånden som den tømmes, og fylder dermed mindre i affaldsposen
- ✓ Let at bruge-certificering
- ✓ Letanvendelige flasker er forseglede for at forhindre, at de drypper, hvilket gør det hurtigt og nemt at genopfylde dispenseren.

Produktbeskrivelse

Anvendes til hygiejnisk rengøring af toiletsædet før brug. Toilet Seat Cleaner påføres et stykke toiletpapir, hvorefter toiletsædet aftørres.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletsæderens
Varemærke	Tork
Vareserie	S2 Premium
Features	Refill
pH-værdi (konc.)	pH 6,5
Rumindhold, netto	475 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 648/2004
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Gener ved direkte kontakt med øjet. Skyl grundigt med rent vand - søg evt. læge. Produktet er brandbart
Holdbarhed	72 mdr. efter produktionsdato

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	38 cm	20 cm	18 cm	7322540390872
stk	475 ml				7322540390865



Produktet er meget brandfarligt.